

Sterilsieren in der Mikrowelle

Beitrag von „hartikos“ vom 31. August 2020, 20:35

Wichtig ist mir, das genügend Wasser im Substrat ist. Ich verwende dazu eine alte Mikrowellenschüssel mit Einsatz und Deckel, hier kann ich wie bei einem Dämpfer noch einmal extra Wasser zugeben, was zusätzlich für Wasserdampf sorgt. Da die Schüssel nicht besonders groß ist reicht mir eine Zeit von ca. 5 Min bei 600 Watt. Die Zeit habe ich davon abhängig gemacht, wie heiß das Substrat in der Mitte wird. Diesen Aufwand betreibe ich natürlich nur für die Aussaat.