

Sterilisieren in der Mikrowelle

Beitrag von „christian44“ vom 1. September 2020, 07:50

[Zitat von hartikos](#)

Wichtig ist mir, das genügend Wasser im Substrat ist. Ich verwende dazu eine alte Mikrowellenschüssel mit Einsatz und Deckel, hier kann ich wie bei einem Dämpfer noch einmal extra Wasser zugeben, was zusätzlich für Wasserdampf sorgt. Da die Schüssel nicht besonders groß ist reicht mir eine Zeit von ca. 5 Min bei 600 Watt. Die Zeit habe ich davon abhängig gemacht, wie heiß das Substrat in der Mitte wird. Diesen Aufwand betreibe ich natürlich nur für die Aussaat.

Ich eigentlich auch. Aber habe mir durch Neuzugänge Wolläuse eingefangen. Bin da radikal. Einges ging gleich in die Tonne und einiges wird behandelt. Die alten Töpfe werden mit Radolan (ist gegen Schimmel und son Zeugs) gewaschen und danach noch mal mit Wasser gespült. Hatte gut 2 Jahre garkeine! Habe ein paar Schicks in Regensburg bekommen, alle waren voll damit 😞 und hatte Kakteen bei einem Händler gekauft da waren auch massig bei. Jeder Neuzugang wird ausgetopft bei mir und einmal behandelt.

#

L G christian