

Aussaat nach der Fleischer-Methode

Beitrag von „Michael“ vom 12. Januar 2010, 09:30

Bei mir läuft so ab:

das Substrat 2 bis 3 Minuten in die Mikrowelle auf der höchsten Stufe keimfrei machen. Substrat in Fleischsalatbecher füllen. (Diese hab ich mir extra an der Fleischtheke im Supermarkt geholt. Die Verkäuferin hat mich angeschaut als käm ich vom Mars. Die hat echt gedacht ich verarsch die.)

Substrat in den Bechern etwas andrücken, ordentlich anfeuchten, mit Vogelsand abstreuen, Samen drauf, wieder etwas Vogelsand draufstreuen, Etikett rein, Becher mit Deckel verschließen.

Die verschlossenen Becher ins beheizte Terrarium stellen, welches am Fenster steht.

Die nächsten Tage die Temperatur kontrollieren und abwarten