

erste Ergebnisse - Aussaat AG Samen 2010

Beitrag von „Stachelbär“ vom 5. Januar 2011, 11:24

Hallo zusammen!

Kurz meine Art der Fleischermethode:

Schale mit Substrat füllen, von unten her Regenwasser anstauen bis die Oberfläche nass ist, bei 150 Watt 2 Min. in die Mikrowelle (Unterschale nicht vergessen!), Oberflächen ebnen, auf der Fensterbank für ein paar Min. abkühlen lassen, Etiketten schreiben, Samen beizen, Oberfläche leicht mit Vogelsand bestreuen, Samen gleichmäßig verteilen, paarweise in Gefrierbeutel mit Zip Verschluß geben.

Der Vogelsand dient dazu die Samenkörner besser auf der ansonsten bunten Substratoberfläche sehen zu können.

Gruß,